



HARTMANN



Jednorázové kovové chirurgické nástroje Peha®-instrument:

Víc než jen jednorázové
chirurgické nástroje

Nástroje Peha®-instrument spojily hygienické výhody jednorázových nástrojů se špičkovou kvalitou, dobrými haptickými vlastnostmi a možností recyklace.



Nástroje Peha®-instrument byly vyvinuty ve spolupráci se zkušenými odborníky. To vám zaručí kvalitu, funkčnost a variabilitu produktů přesně vyhovující vašim potřebám.

Pokud jde o bezpečnost, na nástroje Peha®-instrument se můžete plně spolehnout. Během výroby projdou speciální fází čištění, která jim zajistí jejich jedinečnou bezpečnost a hygienické vlastnosti a která odpovídá výrobnímu procesu u opakovaně použitelných nástrojů.

Práce s nástroji Peha®-instrument vám sníží náklady na centrální sterilizaci. Také tím, že umožňují snadné zapojení do již zaběhnutých procesů, jsou vhodnou alternativou pro vaši účetní rozvahu. Ve srovnání s nástroji pro opakované použití je další **finanční výhodou** nižší úroveň vázaného kapitálu.



Používání nástrojů Peha®-instrument je výhodné i z hlediska **ekologie**: použitá ocel je z 99 % recyklovatelná. A navíc i bezpečnostní značení Peha Colour Lock®, které je obzvláště vhodné pro zdravotní výrobky, je ekologicky přívětivý a bezpečný způsob barevného značení jednorázových chirurgických nástrojů.

Důvodů, proč zvolit nástroje Peha®-instrument, máte opravdu mnoho!



Jak se jednorázové chirurgické nástroje vyrábějí?

U nástrojů Peha®-instrument se klíčové kroky výrobního procesu odehrávají v Evropské unii

O jeden krok vpřed...

Základní výroba v Asii

- Hrubý výsek materiálu.
- Tvarování.
- Leštění.
- Kartáčování.



Finální výroba v Evropě

- Vstupní kontrola polotovarů **srovnatelná** s kontrolou prováděnou **u opakovaně používaných nástrojů**.
- Proces čištění vytvářející pasivní vrstvu **srovnatelnou s opakovaně použitelnými nástroji**.
- Aplikace bezpečnostního barevného značení Peha Colour Lock® obzvláště vhodného pro medikální produkty.
- Mazání, kontrola.
- Balení a ethylenoxidová sterilizace (EO).



Produkty vyvinuté ve spolupráci s odborníky jsou zárukou nejvyšší kvality

- Vyvinuto ve spolupráci s **odborníky z praxe**.
- Vyrobeno z **vysoce kvalitní nerezové oceli**.
- Matová, kartáčovaná ocel **neodráží světlo**.
- Dodatečná **ochrana proti korozi** díky jedinečné čistící fázi.
- Špičková kvalita také v porovnání s ostatními jednorázovými chirurgickými nástroji.

Proč je používání nástrojů Peha®-instrument ekonomicky výhodné? Nástroje Peha®-instrument šetří náklady a čas a tím i ulehčují vašemu rozpočtu!




Dlouhodobá nákladová efektivita

- Nižší úroveň vázaného kapitálu v porovnání s opakovaně použitelnými nástroji.
- Vysoká ekonomická účinnost z důvodu eliminace nákladů na **sterilizování, údržbu a opravy**.
- Bez ztrát.
- Lze skladovat po dobu 5 let bez ztráty sterility.



- Rychlé rozlišení od opakovaně použitelných nástrojů díky jasnému bezpečnostnímu značení Peha Colour Lock®.
- **Podstatně usnadňují práci** na odděleních.
- Vždy po ruce a připraveny k použití.

Podstatně zjednodušené procesy



Proč jsou nástroje
Peha[®]-instrument
mimořádně hygienické
a bezpečné?



Protože nástroje Peha®-instrument použijete vždy úplně poprvé!

Nepoužité namísto opakovaně použitých

- Jednorázově použitelné nástroje. Z tohoto důvodu zde není **riziko křížové kontaminace**.
- **Bez reziduí**, které mohou i přes proces čištění ulpět na opakovaně použitelných nástrojích.
- **Bez ztráty funkčnosti**.
- **Jasně odlišení** od opakovaně použitelných nástrojů díky jasnému označení jednorázových chirurgických nástrojů a bezpečnostnímu značení Peha Colour Lock®.



Nástroje Peha®-instrument berou bezpečnost skutečně vážně

- Validovaná čistící fáze prováděná v souladu s pravidly Institutu Roberta Kocha zvyšuje **ochranu proti korozi**.
- Tím se významně snižuje riziko tvorby povrchové rzi v případě, že se nástroje Peha®-instrument omylem dostanou do sterilizačního cyklu.
- **Proces čištění před aplikací barvy** zaručuje hygieničnost a **jedinečnou bezpečnost nástrojů** Peha®-instrument.
- Nástroje Peha®-instrument s bezpečnostním značením Peha Colour Lock® zůstávají **biokompatibilní**.



Biokompatibilní
v souladu s normou
ISO 10993

Proč je bezpečnostní značení Peha Colour Lock® o tolik lepší než běžné barevné značení?

Bezpečnostní značení bez rizika

- První barevné značení vyvinuté **speciálně pro medikální produkty**.
- Bezpečnost a neškodlivost testována pomocí různých interních i externích procesů:



Odolný proti
otěru




Bez tvorby
úlomků



Toxikologicky
neškodné pro lidi



Odolný vůči
dezinfekci



Značení Peha Colour Lock® je první barevné značení, které je natolik bezpečné a odolné, že může být použito i na jednorázové chirurgické nástroje od společnosti HARTMANN!

Inovace ve způsobu značení jednorázových chirurgických nástrojů

Bezpečnostní značení Peha Colour Lock®

- Je vyráběno jako součást inovativního, automatického procesu v EU.
- Na rozdíl od konvenčního barevného značení je aplikováno až po čištění.
- Umožňuje obzvláště rychlé a bezpečné rozlišení od opakovaně použitelných nástrojů.





Nabízí řada jednorázových
chirurgických nástrojů
opravdu potřebný výběr?

V široké nabídce nástrojů Peha®-instrument najdete vždy ten správný nástroj pro všechny druhy standardních výkonů!

S nástroji Peha®-instrument máte na výběr. Široké portfolio obsahuje mnoho různých nástrojů.



Nůžky



Pinzety



Hemostatické
kleště



Jehelce




Doplňkové
produkty

Chirurgické nůžky


Chirurgické nůžky hrotnaté rovné

číslo zboží	991 083
velikost	13 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1




Chirurgické nůžky hrotnato-tupé rovné

číslo zboží	991 081
velikost	14,5 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Chirurgické nůžky tupé rovné

číslo zboží	991 082
velikost	14,5 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1




Nůžky na epiziotomii Braun-Stadler

číslo zboží	991 080
velikost	14,5 cm
fakturační jednotka	20
přepravní jednotka	1




Nůžky Metzenbaum zahnuté

číslo zboží	991 084
velikost	14,5 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1




Mikro nůžky pružinové

číslo zboží	991 085
velikost	11 cm
fakturační jednotka	15
přepravní jednotka	1





Chirurgické nůžky Iris zahnuté


číslo zboží	991 087
velikost	11,5 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Chirurgické nůžky Iris rovné

číslo zboží	991 086
velikost	11,5 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1





Převazové nůžky

NOVINKA

číslo zboží	991 090
velikost	16 cm
fakturační jednotka	20
přepravní jednotka	1



Nůžky na nehty zahnuté

NOVINKA

číslo zboží	991 091
velikost	9,5 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1




Svorka Micro-Mosquito anatomická rovná

číslo zboží	991 044
velikost	12,5 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1




Svorka Kocher chirurgická rovná

číslo zboží	991 042
velikost	14 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1




Peán anatomický rovný


číslo zboží	991 040
velikost	14 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Tampónové kleště


číslo zboží	991 046
velikost	16 cm
fakturační jednotka	20
přepravní jednotka	1





Hadicová svorka
bez zářezů

číslo zboží	991 047
velikost	16 cm
fakturační jednotka	15
přepravní jednotka	1




Svorka Halsted-Mosquito
anatomická zahnutá

číslo zboží	991 041
velikost	12,5 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1





Jehelec Mayo-Hegar

číslo zboží	991 031
velikost	12 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Jehelec Mayo-Hegar


číslo zboží	991 030
velikost	14 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Jehelec Mayo-Hegar

NOVINKA

číslo zboží	991 034
velikost	16 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Pinzety

Standardní pinzeta anatomická rovná

číslo zboží	991 064
velikost	14 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Standardní pinzeta chirurgická rovná

číslo zboží	991 063
velikost	14 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Pinzeta Adson anatomická rovná

číslo zboží	991 060
velikost	12 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Pinzeta Adson chirurgická rovná

číslo zboží	991 062
velikost	12 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Pinzeta Adson mikro chirurgická



číslo zboží	991 066
velikost	12 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Pinzeta na úlomky rovná




číslo zboží	991 065
velikost	9 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Pinzeta DeBakey rovná



číslo zboží	991 061
velikost	15,5 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Micro-Adson anatomická pinzeta



číslo zboží	991 067
velikost	12 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1




NOVINKA

Doplňky




Hák na rány
kombinovaný

číslo zboží	991 012
velikost	16 cm
fakturační jednotka	15
přepravní jednotka	1




Ostrá lžička
kombinovaná

číslo zboží	991 010
velikost	16,5 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1




Knoflíková
kanyla

číslo zboží	991 011
velikost	8,1 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1



Kyreta
Fox

číslo zboží	991 013
velikost	14,5 cm
fakturační jednotka	25
přepravní jednotka	1





Navštivte naše internetové stránky:
www.peha-instrument.info

Kontaktní informace:

HARTMANN - RICO a.s.

Masarykovo nám. 77, 664 71 Veverská Bítýška

tel.: +420 549 456 130, fax: +420 549 457 411

e-mail: objednavky@hartmann.info

Bezplatné linky:

800 100 333



**O krok dál
pro zdraví**