

| Producto                    | Medida         | Uds | REF.    | C.N.    |
|-----------------------------|----------------|-----|---------|---------|
| HydroClean®<br>advance      | Ø 4 cm         | 10  | 609 762 | -       |
|                             | Ø 5,5 cm       | 10  | 609 766 | -       |
|                             | 4 x 7 cm       | 10  | 609 764 | -       |
|                             | 7,5 x 7,5 cm   | 10  | 609 768 | -       |
|                             | 10 x 10cm      | 10  | 609 772 | -       |
| Zetuvit®<br>Silicone Border | 12,5 x 12,5 cm | 10  | 413 920 | -       |
|                             | 17,5 x 17,5 cm | 10  | 413 930 | -       |
|                             | 15 x 25 cm     | 10  | 413 940 | -       |
| Zetuvit®<br>Plus Silicone   | 12,5 x 12,5 cm | 10  | 413 820 | -       |
|                             | 10 x 20 cm     | 10  | 413 830 | -       |
|                             | 20 x 20 cm     | 10  | 413 840 | -       |
| HydroTac®                   | Ø 6 cm         | 10  | 685 849 | -       |
|                             | 10 x 10 cm     | 3   | 685 831 | 496 364 |
|                             | 10 x 10 cm     | 10  | 685 832 | -       |
|                             | 10 x 20 cm     | 3   | 685 833 | 496 380 |
|                             | 15 x 15 cm     | 3   | 685 839 | 496 372 |
|                             | 20 x 20 cm     | 3   | 685 844 | -       |
| HydroTac®<br>comfort        | 8 x 8 cm       | 10  | 685 810 | -       |
|                             | 12,5 x 12,5 cm | 10  | 685 815 | -       |
|                             | 15 x 15 cm     | 3   | 685 817 | 496 406 |
| HydroTac®<br>sacral         | 18 x 18 cm     | 3   | 685 826 | 400 124 |
|                             | 18 x 18 cm     | 10  | 685 827 | -       |
| Atrauman® Ag                | 5 x 5 cm       | 3   | 499 570 | 499 947 |
|                             | 5 x 5 cm       | 10  | 499 571 | -       |
|                             | 10 x 10 cm     | 3   | 499 572 | 499 954 |
|                             | 10 x 10 cm     | 10  | 499 573 | -       |
|                             | 10 x 20 cm     | 3   | 499 574 | 499 962 |
|                             | 20 x 20 cm     | 10  | 499 575 | -       |
| Hydrosorb®                  | 5 x 7,5 cm     | 5   | 900 853 | 480 996 |
|                             | 10 x 20 cm     | 5   | 900 854 | 480 988 |
|                             | 20 x 20 cm     | 3   | 900 855 | -       |
| Hydrosorb®<br>comfort       | 4,5 x 6,5 cm   | 5   | 900 702 | -       |
|                             | 10 x 7,5 cm    | 5   | 900 706 | 497 719 |
|                             | 12,5 x 12,5 cm | 5   | 900 723 | 497 727 |
| Hydrocoll®                  | 10 x 10 cm     | 3   | 900 747 | 482 596 |
|                             | 15 x 15 cm     | 3   | 900 935 | 482 604 |
| Hydrocoll® thin             | 10 x 10 cm     | 3   | 900 759 | 493 577 |
|                             | 15 x 15 cm     | 3   | 900 933 | 493 585 |
| Hydrocoll® sacral           | 12 x 18 cm     | 3   | 900 931 | 493 593 |



Material exclusivo para profesional sanitario.

Laboratorios HARTMANN S.A.  
Carrasco i Formiguera, 48  
08302 Mataró

Teléfono de Atención al Cliente  
902 222 001

[www.es.hartmann.info](http://www.es.hartmann.info)

784059 (12/19)



## Abordaje HARTMANN en el Tratamiento Avanzado de Heridas



## DESBRIDAMIENTO

Retirada del tejido no viable



### HydroClean® advance

Apósito desbridante hidroactivo con mecanismo único de irrigación-absorción

- Limpieza de tejido necrótico, esfacelos y fibrina.
- Puede utilizarse en heridas infectadas bajo supervisión.
- Inactiva las MMP's reactivando el proceso de cicatrización.
- Adecuado bajo vendaje compresivo.
- Activo hasta 72 h.



## CONTROL DE LA INFECCIÓN

Control y eliminación de la carga bacteriana



### Atrauman® Ag

Malla impregnada con ácidos grasos, recubierta de plata metálica con capacidad bactericida

- Amplio espectro.
- Eficacia bacteriana mínima 7 días.
- Permite combinarse con otros apósitos (Hydroclean® advance, Hydrotac®, Permafoam®).
- Recortable y adaptable.



## GESTIÓN DEL EXUDADO

Mantener el equilibrio de humedad óptimo para promover el avance de la cicatrización



Heridas de **moderadas a altamente exudativas** 💧💧/💧

### Zetuvit® Silicone Border / Zetuvit® Plus Silicone

Apósito Superabsorbente (SAP) con interfaz de Silicón

- Alta capacidad de absorción y retención de exudado incluso bajo compresión manteniendo un microclima óptimo.
- Reduce la actividad de las MMP's de la lesión.
- Evita las fugas y previene la maceración.
- Minimiza las agresiones originadas por el cambio de apósito.
- Varias versiones en función de la piel periluceral y su ubicación.



Heridas de **moderadas a poco exudativas** 💧

### HydroTac® / HydroTac® comfort

Espuma de poliuretano con matriz de Hydrogel AquaClear

- Ayuda a mantener el nivel óptimo de humedad aportando agua en heridas moderadamente secas o absorbiendo el exceso de exudado.
- Presenta absorción selectiva favoreciendo la concentración de factores de crecimiento en el seno de la lesión y promoviendo la epitelización.
- Varias versiones en función del estado de la piel periluceral y la ubicación.



### HydroTac®

Indicado para pieles frágiles/ úlceras venosas.

### HydroTac® comfort

Indicado para contornos o ubicaciones que requieran sujeción.

### HydroTac® sacral

Forma anatómica para el sacro. Altamente adaptable al pliegue anal. Capacidad de reducción de la presión.

## EPITELIZACIÓN

Estimulación de los bordes epiteliales



### HydroTac® / HydroTac® comfort

Espuma de poliuretano con matriz de Hydrogel AquaClear

- Concentra factores de crecimiento endógenos promoviendo una rápida epitelización.
- Absorbe el exceso de exudado y previene la maceración.
- Mantenimiento de la humedad.




Para quemaduras superficiales y uso en pacientes con radioterapia

### Hydrosorb® / Hydrosorb® comfort

Apósito hidropolimérico en gel

- Hidratación continua gracias a su alto contenido en agua.
- El agua contenida en el gel proporciona un efecto calmante inmediato y continuo.
- Seguimiento de la herida gracias a su transparencia.
- Uso en pacientes con radioterapia (Hydrosorb®).



Otros productos HARTMANN



### Hydrocoll®

Apósito hidrocoloide

- Para heridas superficiales.
- Cicatrización de heridas con exudado leve - moderado.